

DENOMINACIÓN TÉCNICA	INCUBACIÓN	
	TIEMPO	TEMPERATURA
MEDIO BAT MEDIO BAT-RF MEDIO BPA MEDIO BA _n T	5 DIAS	 30-32° C
MEDIO BRS-10 MEDIO BRS-20 MEDIO BRH-10 MEDIO BRH-20	21 DIAS	 30-32° C

Se recomienda efectuar lecturas diarias.



Calle 7 N° 2165 entre 76 y 77 - Tel/Fax: (0221) 452-1635 (C.P. 1900) La Plata - Bs.As. - Argentina
info@aqualab.com.ar - www.aqualab.com.ar