

Medios de Cultivo BRS-10



- ▶ 1 • Sin Inocular
- ▶ 2 • Positivo: Precipitado de FeS
- ▶ 3 • Positivo: Mucílago sobre el clavo
- ▶ 4 • Positivo: Color negro

Medios de Cultivo BRH-10



- ▶ 1 • Sin Inocular
- ▶ 2 • Positivo: Precipitado ocre con sobrenadante
- ▶ 3 • Positivo: Depósitos ocre oscuro
- ▶ 4 • Positivo: Color rojizo

Medios de Cultivo BAnT



- ▶ 1 • Sin Inocular
- ▶ 2 • Positivo: Turbidez

Medios de Cultivo BPA



- ▶ 1 • Sin Inocular
- ▶ 2 • Positivo: Cambio al amarillo
- ▶ 3 • Positivo: Cambio al anaranjado

Medios de Cultivo BAT



- ▶ 1 • Sin Inocular
- ▶ 2 • Positivo: Turbidez

Medios de Cultivo BAT-RF



- ▶ 1 • Sin Inocular
- ▶ 2 • Positivo: Cambio al amarillo y/o anaranjado

Medios de Cultivo BRS-20



- ▶ 1 • Sin Inocular
- ▶ 2 • Positivo: Precipitado de FeS y espejado negro
- ▶ 3 • Positivo: Precipitado de FeS y espejado negro

Medios de Cultivo BRH-20



- ▶ 1 • Sin Inocular
- ▶ 2 • Positivo: Precipitado color ocre